

Řezné kotouče - Řezné kotouče pro stacionární rozburšovačky



Laboratorní řezné kotouče PREMIUM

na titan, neželezné kovy a plast



Určeno pro

- + Pro použití na titan, neželezné kovy a plast
- + K rozbrušování laboratorních vzorků za mokra při příčném a kapovacím řezání

Doporučujeme

- + Při opracování používejte dostatečné chlazení a mazání s 2–3% ochranou proti korozi.
- + Vyhněte se příliš vysokým hodnotám posuvu, abyste předešli odklonu v průběhu řezu.
- + Obrobek před obráběním zafixujte a kotouč nevystavujte bočnímu zátížení.
- + Dodržujte maximální pracovní rychlost 50 m/s.

Výhody

- + Rozbrušuje vzorky v laboratoři bez změn vnitřní struktury, deformací obrobku či trhlin.
- + Maximální výkon při citelně nižším opotřebením nástroje
- + Čistá kvalita řezu

No output definition. Please check the definition for the channel "marketing_cm" at the product /products/metal-industries/Metal-Trade/Cutting/Stationary cutting machines/Cut off stationary Premium laboratory for titanium- non-ferrous- plastics
